

CONNECT Réseaux Industriels Sàrl
M. Y. Debieux et M. F. Cunin

Rue Es Perreyres 47

1436 Chamblon

Analyse n°102716

dossier traité par M. F. Khajehnouri/cmo
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL 00.CONN.102716

Lausanne, le 27-04-2021

Rapport d'analyses

N° échantillon	CL 00.CONN.102716	Provenance de l'échantillon	Connect Réseaux Industriels Sàrl
Date prélèvement	12-04-2021	Lieu de prélèvement	Mathod - Réservoir CT-MAT-002
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe
Date d'analyse	12-04-2021		

Pesticides par LC-MS/MS

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA43	2,4D*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	aclonifen	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Amidosulfuron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Atrazine*	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Azoxystrobin	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Bentazone*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Boscalid*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Carbendazim*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Chlorfenvinphos	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Chloridazon*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Chlorpyrifos	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Chlortoluron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Clethodime	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Clomazone*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Cyanazine*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Cybutryne (irgarol)*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Cyproconazole*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Cyprodinil*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	DEET*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Diazinon*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Dichlorprop*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Diflufenzuron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Diflufenican	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Dimefuron	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Dimethachlor	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Dimethenamid	<5	ng/L	VM: max. 100

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA43	Dimethoate*	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Dimethomorphe	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Dinoseb	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Diuron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Epoxiconazole*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Ethofumesate	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Fenpropathrin	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Fipronil	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Flazasulfuron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Fluazifop P-Butyl	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Flufenacet*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Fluometuron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Fluquinconazole*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Fluroxypyr-1-methylheptyle ster	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Flusilazole*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Foramsulfuron*	<27	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Imazamox*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Imidacloprid	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Ioxynil	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Iprovalicarb*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Isoproturon*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Linuron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	MCPA	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Mecoprop (MCP)	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Mesotrione*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Metalaxyl*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Metamitron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Metazachlor*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Metconazole*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Methaldehyde*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Methoxyfenozide	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Metolachlor*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Metribuzin*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Napropamid*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Nicosulfuron*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Orbencarb*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Oxadixyl*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Penconazole	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Pendimethalin	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Phosalone*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Pirimicarbe*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Propamocarb*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Propaquizafop*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Propazine	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Propiconazole*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Prosulfocarb	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Pymetrozine*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Simazine	5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Spiroxamine*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Sulcotrione*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Tebuconazole	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Terbufos*	<25	ng/L	VM: max. 100

case postale 7416 – 1002 Lausanne

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA43	Terbutryne*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Terbutylazine*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Thiacloprid	<5	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Thiamethoxam*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Thifensulfuron Methyl*	<25	ng/L	VM: max. 100
MON-ALA43	Triflumizole*	<25	ng/L	VM: max. 100

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***

* Méthodes faisant partie du domaine accrédité

** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion globale

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Rapport d'analyses

N° échantillon	CL 00.CONN.102716	Provenance de l'échantillon	Connect Réseaux Industriels Sàrl
Date prélèvement	12-04-2021	Lieu de prélèvement	Mathod - Réservoir CT-MAT-002
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur – chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.